




看予備 OC 体験講義 看護大学 生物基礎【演習問題】

問題 オオカナダモの葉を一枚とり、スライドガラスにのせて水をたらし、カバーガラスをかけ、光学顕微鏡で観察した。次の各問いに答えなさい。

問 1 対物ミクロメーターの中央には、1mmを100等分した目盛りが刻んである。オオカナダモの葉の細胞の長さを測定するために、ミクロメーターを用いた。接眼レンズの倍率を10倍、対物レンズの倍率を40倍とした上で接眼ミクロメーターをセットし、対物ミクロメーターに焦点を合わせたところ、図1のように見えた。このとき接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは何 μm か答えなさい。

問 2 図1の倍率のまま対物ミクロメーターをとりはずし、オオカナダモの葉の細胞を観察したところ、図2のように見えた。細胞の長さは何 μm か答えなさい。なお、見やすくするため細胞は1つのみ示す。

問 3 次に、対物レンズの倍率を40倍のものから100倍のものに交換し、ヒトの赤血球を観察したところ、図3のように見えた。赤血球の直径は何 μm か答えなさい。なお、接眼レンズの倍率は10倍のままであるものとする。



看予備OC体験講義 看護大学 生物基礎【演習問題】略解

問1 $2.5\mu\text{m}$ 問2 $70\mu\text{m}$ 問3 $7\mu\text{m}$


ミクロメーターの計算

細胞や微生物など小さなもの長さを測るために用いられる


ミクロメーターの種類と特徴

接眼ミクロメーター：1目盛りの長さは倍率によって変動する

対物ミクロメーター：1目盛りの長さは倍率によらず $10\mu\text{m}$ である



両方同時に焦点を合わせられない！



対物ミクロメーターに直接試料をのせて観察しても、試料と対物ミクロメーターの目盛り線の両方に焦点を合わせる事はできないのでどちらかが必ずぼけて見えるよって対物ミクロメーターを実際の観察に使う事はできない

※実際に測定に使うのは接眼ミクロメーターなので、計算問題では接眼ミクロメーター1目盛りの長さを求める事が必須となる。

※ 接眼ミクロメーター1目盛りの長さを求める


- ① 接眼ミクロメーターの目盛り線と対物ミクロメーターの目盛り線が重なる箇所を2つ見つける
- ② それぞれのミクロメーターの目盛り数を数える
- ③ 次の式にそれぞれの目盛りの数を代入して接眼ミクロメーターの1目盛りの長さを求める

$$\text{接眼ミクロメーター} \times \frac{\text{接眼ミクロメーター目盛り数}}{\text{対物ミクロメーター目盛り数}} = 10(\mu\text{m}) \times \text{対物ミクロメーター目盛り数}$$

$$\text{接眼ミクロメーター1目盛りの長さ}(\mu\text{m}) = \frac{10(\mu\text{m}) \times \text{対物ミクロメーターの目盛り数}}{\text{接眼ミクロメーターの目盛り数}}$$

※以下の図から接眼ミクロメーター1目盛りの長さを求めてみよう！

接眼ミクロメーター



対物ミクロメーター

- ① 線の重なりを2つ見つける
- ② 目盛りの数は『接眼4・対物3』である
- ③ 接眼ミクロメーター1目盛りの長さをX μmとおくと、その長さは以下の式で求められる


$$X \mu\text{m} \times 4 = 10 \mu\text{m} \times 3 \\ X = 7.5(\mu\text{m})$$

細胞の長さなどを求めるにはその細胞が接眼ミクロメーター何目盛り分あるか数えて
接眼ミクロメーター1目盛りの長さにその目盛りの数だけかけてやればよい

接眼ミクロメーターの
1目盛りの長さは
倍率によって変動する！

対物レンズの倍率だけを上げれば
対物ミクロメーターのみが大きく
拡大されるが、1目盛りの長さが
 $10\mu\text{m}$ である事に変わりはない。
故に接眼ミクロメーターの1目盛
りの長さは相対的に小さくなる。

右図では上の細胞に比べて下の
細胞が大きくなったのではなく
大きく見えているだけである！



接眼ミクロメーター1目盛りの長さと対物レンズの倍率は反比例の関係である！

